



Dégraissants désinfectants alimentaires

Désinfectants alimentaires

Nettoyants désinfectants

Nettoyants désinfectants javellisés

SOLIGERM

► **Dégraissant désinfectant 750 ml**

Soligerm



POINTS FORTS

Dégraisse et désinfecte

**Bactéricide selon la norme EN 1276
Fongicide selon la norme EN 1650**

Apte contact alimentaire

Pulvérisateur prêt à l'emploi

AVANTAGES

► Un seul produit pour deux utilisations

► Elimine la plupart des micro-organismes responsables des intoxications alimentaires

► S'utilise sur tous les appareils et matériels de laboratoires suivi d'un rinçage à l'eau potable

► Utilisation facilitée



SOLIGERM
Dégraissant désinfectant
750 ml



Désinfectants désinfectants
alimentaires

DÉSINFECTIION

► PROPRIÉTÉS

SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT dissout rapidement les corps gras et élimine la plupart des micro-organismes responsables des Toxi Infections Alimentaires Collectives (TIAC).

SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT est bactéricide et fongicide selon les normes européennes EN 1276 et EN 1650 (pur, 5 min, 20 °C, conditions de saleté).

SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT est conforme à la réglementation française relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (arrêtés du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

► UTILISATION

Réservé à un usage professionnel. SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT s'utilise pour le dégraissage et la désinfection de toutes les surfaces et petits matériels de laboratoires : matériels de préparation (couteaux, hachoirs, mixers, malaxeurs, trancheuses, etc.), plans de travail, surfaces lavables, matériels de distribution et de stockage, etc.

► MODE D'EMPLOI

SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT s'utilise pur par pulvérisation directe sur la surface à traiter :

- Pulvériser sur la surface à traiter.
- Laisser agir 5 minutes.
- Rincer soigneusement à l'eau potable. Le support ou matériel traité peut-être réutilisé après séchage.

► CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

- Liquide fluide
- pH = 9,5
- Densité relative (eau = 1) = 1 kg/L
- Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.

SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT contient entre autres composants	
moins de 5%	EDTA et sels
moins de 5 %	Agents de surface cationiques et non ioniques
Désinfectant : Chlorure de Didécylidiméthylammonium 0,09% m/m	

Informations relatives à la directive Biocide 98/8/CE : Type de produit : Liquide hydro-soluble. L'emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

► PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas respirer le produit pulvérisé.

En cas d'incident, contacter le centre anti-poisons le plus proche (numéro de téléphone d'urgence : 01 45 42 59 59).

► MANIPULATION ET STOCKAGE

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

► LOGISTIQUE

CODE INTERNE :	S471725
GENCOD :	3 34602 471725 6
U.C. :	pulvérisateur 750 ml
Nbre U.C./carton :	12
Nbre cartons/couche :	7
Nbre couches/palette :	5
Nbre cartons/palette :	35

Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.

11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

N° Vert 0 800 800 042

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE