DÉSINFECTION

Désinfectant sans rinçage





SOLIGERM

Nettoyant Désinfectant de contact **5** L



Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur http://detergents.ecocert.com

> Respecte l'environnement

98,4% des ingrédients sont d'origine minérale et végétale.

Lotion désinfectante nettoyante

Bactéricide EN 1276, EN 13697 Levuricide EN 13697 Fongicide EN 13697, EN 1650 Virucide EN 14476

> Pratique

Prête à l'emploi Aucun rinçage

Sans Colorant et sans allergène

> Fonction recharge

Permet de recharger le pulvérisateur 750ml





PROPRIÉTÉS

- Réservé à un usage professionnel. SOLIGERM NETTOYANT DÉSINFECTANT DE CONTACT est prêt à l'emploi. Il ne nécessite pas de rinçage et ne laisse aucune trace. Il est sans colorant et sans allergène.
- Produit certifié par ECOCERT : 98,4% des ingrédients sont d'origine minérale ou végétale.
- Le jerrican 5 L permet de recharger le pulvérisateur 750 ml
- Propriétés microbiologiques : utilisation pure
- Bactéricide pur en conditions de saleté à 20°C en 1 minute selon les normes EN 13697 et EN 1276.
- Levuricide pur en conditions de saleté à 20°C en 1 minute selon la norme EN 13697 (Candida albicans).
- Fongicide pur en conditions de saleté à 20°C en 5 minutes selon les normes EN 13697 et EN 1650 (Aspergillus brasiliensis)
- Virucide pur en conditions de saleté à 20°C en 15 minutes selon la norme EN 14476 spectre total.
- Activité virucide pur en conditions de saleté à 20°C en 1 minute selon la norme EN 14476 spectre limité : Adénovirus. Norovirus murin.

SOLIGERM NETTOYANT DÉSINFECTANT DE CONTACT est conforme à la réglementation française relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (arrêtés du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

UTILISATION

SOLIGERM NETTOYANT DÉSINFECTANT DE CONTACT s'utilise pour la désinfection rapide et le nettoyage des petits matériels et ustensiles (trancheurs, hachoirs, couteaux); des surfaces, plans de travail, tables, plateaux ; des équipements et mobiliers propres.

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Pour le nettoyage : pulvériser directement sur les surfaces à nettoyer. Etaler, frotter et essuyer avec un chiffon propre et sec. Pour la désinfection : pulvériser uniformément le produit pur sur les surfaces à traiter. Laisser agir pendant 1 à 15 minutes selon l'activité souhaitée. Nettoyer le matériel d'application à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement

enlevées. Continuer à rincer. Eliminer le contenu et son récipient dans les collecteurs appropriés conformément à la règlementation en vigueur. En cas d'incident, consulter le centre ANTIPOISON le plus proche Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Conserver dans l'emballage d'origine. Protéger de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. Stocker entre 5°C et 30°C.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

• Liquide incolore

• pH: 9,5 +/-1

• Densité: 0,870 +/- 0,005

· Contient : alcool éthylique, eau.

Informations relatives au règlement biocide EU n°528/2012 : désinfectant de surfaces TP2, TP4. Liquide prêt à l'emploi. Composition : > 30% d'Actif désinfectant: Alcool éthylique (N°CAS 6417-5; 70% m/m), Contient aussi : Eau, dénaturants (Alcool isopropylique, Methylethylcétone, Denatonium benzoate).



LOGISTIQUE

CODE INTERNE: 7003686 GENCOD: 33 4602 470880 3 U.C.: jerrican 5 L U.C./carton: 2 Cartons/couche: 14 Couches/palette: 4 56 Cartons/palette:



