

# DÉSINFECTION

Salles de bain

# Soligerm



## SOLIGERM

Détartrant Désinfectant Parfumé  
**750 ML**

### ➤ Désinfecte : surfaces sanitaires

Bactéricide : EN 1276, EN 13697, EN 16615 ;  
EN 13727, EN 17387, EN 16615  
Levuricide : EN 1650, EN 13697, EN 16615 ;  
EN 13624, EN 17387, EN 16615  
Fongicide : EN 1650, EN 13697, EN 16615  
Virucide : EN 14476, EN 16777  
Activité virucide : EN 14476 (Poliovirus)

### ➤ Formule 4 en 1

1. Nettoie    2. Désinfecte  
3. Détartre    4. Désodorise

### ➤ Formule riche en agents nettoyants

Élimine toutes les taches, traces d'eau et résidus de savon

### ➤ Parfum frais

Désodorise et laisse une agréable odeur de propre



Utilisez les biocides avec précautions.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

## PROPRIÉTÉS

- Réservé à un usage professionnel. SOLIGERM DÉTARTRANT DÉSINFECTANT PARFUMÉ nettoie, désinfecte, désodorise et élimine les dépôts de calcaire ainsi que les traces de savon.
- SOLIGERM DÉTARTRANT DÉSINFECTANT PARFUMÉ redonne aux surfaces leur brillant d'origine et libère un agréable parfum frais.
- **SECTEURS : COLLECTIVITÉS, INSTITUTIONS, INDUSTRIES, CUISINES, INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (HORS LAIT ET VIANDE CRUE)**  
Bactéricide EN 1276, EN13697, EN 16615 (incluant Listeria et Salmonelle) pur, 15 min, 20°C.  
Levuricide EN 1650, EN 13697, EN 16615 (sur Candida albicans) pur, 15 min, 20°C.  
Fongicide EN 1650, EN 13697, EN 16615 (sur Candida albicans et Aspergillus brasiliensis) pur, 15 min, 20°C.  
Virucide (spectre limité et virus enveloppés) EN 14476, EN 16777 (incluant Adénovirus, Norovirus, Vaccine, Coronavirus, H1N1) pur, 30 min, 20°C. Activité virucide EN 14476 (sur Poliovirus) pur, 30 min, 20°C.
- **SECTEUR : MÉDICAL**  
Bactéricide EN 13727, EN 17387, EN 16615 pur, 30 min, 20°C.

Levuricide EN 13624, EN 17387, EN 16615 (sur Candida albicans) pur, 15 min, 20°C.  
Virucide (virus enveloppés) EN 14476, EN 16777 (Vaccine, Coronavirus) pur, 30 min, 20°C. Activité sur rotavirus selon EN 14476, EN 16777, pur, 30 min, 20°C.

## UTILISATION

SOLIGERM DÉTARTRANT DÉSINFECTANT PARFUMÉ est spécialement conçu pour un entretien régulier : lavabos, robinetteries, douches, baignoires, surfaces murales, etc. Ne pas utiliser sur le marbre et les supports calcaires.

## MODE D'EMPLOI

SOLIGERM DÉTARTRANT DÉSINFECTANT PARFUMÉ s'utilise pur, en pulvérisation directe sur la surface.

- Pulvériser sur la surface à nettoyer.
- Laisser agir le produit en fonction de la désinfection souhaitée
- Rincer à l'eau claire.
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Le support peut être réutilisé après séchage.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer le produit pulvérisé. En cas d'incident, appeler un CENTRE ANTIPOISON. Éliminer le contenu / récipient comme un déchet non dangereux conformément à la réglementation nationale. Éviter le rejet dans les égouts et les cours d'eau.

## MANIPULATION ET STOCKAGE

Craint le gel.  
Conserver le récipient bien fermé.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

- Liquide rose
- pH = 3
- Densité relative (eau : 1) = > 1
- Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.

SOLIGERM DÉTARTRANT DÉSINFECTANT PARFUMÉ contient entre autres composants	
Moins de 5%	Agents de surface non ioniques, phosphates, agents de surface cationiques
Contient également : désinfectants, parfums (Hexyl cinnamal)	

Informations Biocides (règlement 528/2012) : Type de formulation : AL liquide destiné à être utilisé sans dilution. Type de produit biocide : TP2, TP4. Contient 0,084% n/m de chlorure de didécylidiméthyl ammonium (CAS : 7173-51-5).

## LOGISTIQUE

CODE INTERNE:	7006975
GENCOD:	3 34602 006975 5
U.C.:	pulvérisateur 750 ml
U.C./carton:	12
Cartons/couche:	10
Couches/palette:	5
Cartons/palette:	50