

DÉSINFECTION

Désinfectant sanitaires

Soligerm

SOLIGERM

Désinfectant Sanitaires
750 ML

EFFICACE SUR VIRUS ENVELOPPÉS

➤ **Formule désinfectante**

Bactéricide EN 1276, EN 13697
Levuricide EN 1650, EN 13697
Activité Virucide EN 14476

➤ **Détartrant**

Elimine les dépôts de calcaire et redonne
de la brillance à votre robinetterie

➤ **Efficace sur toutes les
installations de sanitaires**

Carrelages, baignoires, douches, lavabos,
robinetteries, WC, murs, sols, etc.

➤ **Parfum fleur blanche**



Utilisez les produits biocides avec précautions.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable,
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

PROPRIÉTÉS

• Réservé à un usage professionnel. SOLIGERM DÉSINFECTANT SANITAIRES est un nettoyant pour les sanitaires.

Propriétés microbiologiques : utilisation pure.

- **Bactéricide** : conditions de saleté, à 20°C, en 5 minutes, selon les normes EN 1276, EN 13697.
- **Levuricide** : conditions de saleté, à 20°C, en 15 minutes, selon les normes EN 1650, EN 13697.
- **Activité Virucide** : conditions de saleté à 20°C, en 15 minutes, selon la norme EN 14476 sur vaccine (virus enveloppé).

UTILISATION

Il élimine les dépôts calcaires et redonne de la brillance à la robinetterie. Il nettoie et désinfecte en profondeur les carrelages, baignoires, douches, lavabos, robinetteries, WC, murs, sols, etc. Son parfum fleur blanche laisse une agréable odeur de frais.

MODE D'EMPLOI

SOLIGERM DÉSINFECTANT SANITAIRES est prêt à l'emploi. Pulvériser directement à 20 cm des surfaces à nettoyer. Laisser agir de 5 à 15 minutes selon la désinfection souhaitée, puis frotter avec une lavette et rincer à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

ATTENTION

Contient : GERANIOL. Peut produire une réaction allergique. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux conformément

à la réglementation nationale. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. En cas d'incident, consulter le CENTRE ANTI-POISON le plus proche. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Se laver les mains après chaque utilisation. Enlever et laver les vêtements contaminés avant utilisation. Bien refermer le bouchon après utilisation. Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l'abri des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Toujours conserver dans l'emballage d'origine. Conserver le flacon en position verticale. Ne pas retirer l'étiquette du produit.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

- Liquide rose
- pH : 2,1 - 2,5
- Densité : 1 - 1,03
- Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement 648/2004 et ses modifications.



SOLIGERM DÉSINFECTANT SANITAIRES	
contient entre autres composants	
moins de 5%	Agents de surface non ioniques
Désinfectant, parfum, fragrances allergisantes : GERANIOL, AMYL CINNAMAL, GAMMA-METHYLIONONE, BENZYL ALCOHOL, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL.	

Informations relatives au règlement détergent européen n° 648/2004 et 907/2006 : Informations relatives au règlement européen biocide n° 528/2012 : désinfectant de surfaces TP2. Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour les animaux. Liquide prêt à l'emploi. Substance active biocide : Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-16)) (CAS n° 68424-85-1) 0,5% (m/m).

LOGISTIQUE

CODE INTERNE :	S470902
Gencod :	3 34602 47090 22
U.C. :	pulvérisateur 750 ml
U.C./carton :	6
Cartons/couche :	17
Couches/palette :	5
Cartons/palette :	85