

DÉSINFECTION

Dégraissants désinfectants

Soligerm



SOLIGERM

Dégraissant désinfectant **750 ML**

➤ **Dégripisse et désinfecte**

Bactéricide EN 1276, Fongicide EN 1650.
Élimine la plupart des micro-organismes responsables des intoxications alimentaires

➤ **Facile d'utilisation**

Pulvérisateur prêt à l'emploi

➤ **Apte au contact alimentaire**



Utilisez les biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PROPRIÉTÉS

Réservé à un usage professionnel. SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT dissout rapidement les corps gras et élimine la plupart des micro-organismes responsables des Toxi Infections Alimentaires Collectives (TIAC). SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT est bactéricide et fongicide EN 1276 et EN 1650 (pur, 5 min, 20 °C, conditions de saleté).

SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT est conforme à la réglementation française relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (arrêtés du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

UTILISATION

SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT s'utilise pour le dégraissage et la désinfection de toutes les surfaces et petits matériels de laboratoires : matériels de préparation (couteaux, hachoirs, mixers, malaxeurs, trancheuses, etc.), plans de travail, surfaces lavables, matériels de distribution et de stockage, etc. Sols et autres surfaces non destinées à recevoir des aliments.

MODE D'EMPLOI

SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT s'utilise pur par pulvérisation directe sur la surface à traiter :

- Pulvériser sur la surface à traiter.
- Laisser agir 5 minutes.
- Rincer soigneusement à l'eau potable. Le support ou matériel traité peut-être réutilisé après séchage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas respirer le produit pulvérisé.

En cas d'incident, contacter le centre anti-poisons le plus proche (numéro de téléphone d'urgence : 01 45 42 59 59).

MANIPULATION ET STOCKAGE

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

- Liquide fluide
- pH = 9,5
- Densité relative = 1
- Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.

SOLIGERM DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT	
contient entre autres composants	
moins de 5%	EDTA et sels
moins de 5%	Agents de surface cationiques et non ioniques
Désinfectant : Chlorure de Didécylidiméthylammonium (CAS : 7173-51-5) 0,09% m/m	

Informations relatives au règlement biocides 528/2012 : Contient 0,09% (m/m) de Chlorure de Didécylidiméthylammonium (CAS : 7173-51-5). Types de produit : TP2 : Désinfection des surfaces non utilisées en contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. TP 4 : Désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ; liquide hydro-soluble. L'emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas respirer le produit pulvérisé. A utiliser avant (N° lot) : voir sur le haut du flacon.

LOGISTIQUE

CODE INTERNE :	S470877
GENCOD :	3 34602 47125 6
U.C. :	pulvérisateur 750 ml
U.C./carton :	12
Cartons/couche :	10
Couches/palette :	5
Cartons/palette :	50