



Dégraissants désinfectants alimentaires

Désinfectants alimentaires

Nettoyants désinfectants

Nettoyants désinfectants javellisés

Désinfectant désodorisant

SOLIGERM

► Désinfectant désodorisant 750 ml

Soligerm



POINTS FORTS

Désinfecte

Polyvalent

Parfum

Rapide et économique

AVANTAGES

Bactéricide EN 1276 en 5 min (*pseudomonas aeruginosa*, *staphylococcus aureus*, *escherichia coli*, *enterococcus hirae*)

Traitement de l'air, des surfaces et des tissus d'ameublement (rideaux, fauteuils, coussins, etc)

Laisse une agréable odeur mentholée

1 pulvérisation de 5 sec pour 50m³

► PROPRIÉTÉS

- SOLIGERM DÉSINFECTANT DÉSODORISANT agit par contact sur les bactéries, en conditions de propreté. SOLIGERM DÉSINFECTANT DÉSODORISANT est Bactéricide EN 1276 en 5 min (*pseudomonas aeruginosa*, *staphylococcus aureus*, *escherichia coli*, *enterococcus hirae*).
- Grâce à sa formule 4 en 1 SOLIGERM DÉSINFECTANT DÉSODORISANT désinfecte, détruit les odeurs, respecte les surfaces et les textiles d'ameublement et parfume la pièce en une seule opération.
- SOLIGERM DÉSINFECTANT DÉSODORISANT est un produit polyvalent qui permet le traitement de l'air, des surfaces et des tissus d'ameublement (rideaux, fauteuils, coussins, etc).

► DOMAINES D'UTILISATION

SOLIGERM DÉSINFECTANT DÉSODORISANT s'utilise dans tous types de locaux, dans tout espace de collectivité.

► MODE D'EMPLOI

- Agiter l'aérosol avant chaque utilisation
 - Vaporiser en tenant l'aérosol verticalement
 - Ne pas utiliser en présence de personnes ou d'animaux
 - Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.
- **traitement des surfaces et des tissus d'ameublement** : nettoyer les surfaces à traiter. Pulvériser sur toute la surface à une distance d'environ 25 cm. Laisser agir 5 à 10 minutes sans rincer. Renouveler l'opération après chaque lavage.
- **Traitement de l'atmosphère** : fermer les portes et les fenêtres. Pulvériser vers le haut dans toute la pièce pendant 5 secondes pour un volume d'environ 30 m³. Sortir de la pièce. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes puis aérer. Renouveler dès l'apparition de mauvaises odeurs.

► CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

- Liquide fluide
- Aérosol
- Densité : < 1

Informations relatives à la réglementation Biocides. Substances actives biocides : alcool éthylique (n° CAS 64-17-5) 8,07% m/m, chlorure d'alkyl diméthyl ammonium (n° CAS 68391-01-5) 0,036% m/m.

Générateur d'aérosol (AE) prêt à l'emploi. TP2 désinfectant. A USAGE PROFESSIONNEL.



► PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER

Contient du L-menthone. Peut produire une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Eviter de respirer les aérosols. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas perforer ni brûler après usage. Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation nationale. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.

En cas d'incident, contacter le centre anti-poisons le plus proche (numéro de téléphone d'urgence : 01 45 42 59 59).

► MANIPULATION ET STOCKAGE

Assurer une ventilation adéquate surtout dans les endroits clos. Manipuler dans les zones bien ventilées. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le produit est utilisé. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

► LOGISTIQUE

CODE INTERNE :	S470853
GENCOD :	3 34602 480124 5
U.C. :	Aérosol 750 ml
Nbre U.C./carton :	12
Nbre cartons/couche :	15
Nbre couche/palette :	3
Nbre U.C/palette :	45

FICHE TECHNIQUE



SOLIGERM
Désinfectant désodorisant
750 ml



Désinfectant désodorisant
DÉSINFECTION